

# Fastorb

Emilebilir Cerrahi Sütür



FASTORB glikolik asidin homopolimerinden oluşan sentetik, steril, emilebilir cerrahi degrade poliglikolik asit (PGA) ipliktir. Poliglikolik asidin ampirik formülü (-O-CH<sub>2</sub>-CO-O-CH<sub>2</sub>-CO-)n şeklindedir. Polimer zinciri gama ışını ile bozunur. FASTORB kalsiyum stearat (C<sub>36</sub>H<sub>70</sub>O<sub>2</sub>Ca) ve polikaprolakton (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>)n, karışımından oluşan bir kaplama malzemesi ile kaplanmıştır. FASTORB iplik ve kaplama maddesi inert, kolajen yapıda olmayan, antijenik ve pirojenik olmayan malzemedir. FASTORB iplik boyasız, doğal bej renktedir.

## Emilebilir Sütür

Cerrahi, Poliglikolik Asit  
Hızlı Emilebilir PGA Sütür  
Sentetik, Multifilaman, Örgülü, Renksiz





















İğne Şekli ve Açıklaması	Ürün Kodu	USP	EP	cm L	Adet	Renk
<b>20mm</b>						
1/2 Yuvarlak	FS2228	5/0	1	75	12	Renksiz
	FS2683	4/0	1.5	75	12	Renksiz
	FS3141	3/0	2	75	12	Renksiz
	FS3645	2/0	3	75	12	Renksiz
3/8 Aşağı Keskin	FS2250	5/0	1	75	12	Renksiz
3/8 Yukarı Keskin	FS2730	4/0	1.5	75	12	Renksiz
<b>26mm</b>						
1/2 Yuvarlak	FS2291	5/0	1	75	12	Renksiz
	FS2832	4/0	1.5	90	12	Renksiz
	FS3312	3/0	2	75	12	Renksiz
	FS3785	2/0	3	75	12	Renksiz
1/2 Aşağı Keskin	FS4214	0	3.5	75	12	Renksiz
	FS2298	5/0	1	75	12	Renksiz
	FS3335	3/0	2	75	12	Renksiz
3/8 Aşağı Keskin	FS3816	2/0	3	90	12	Renksiz
	FS3345	3/0	2	75	12	Renksiz
	FS3821	2/0	3	75	12	Renksiz
	FS4236	0	3.5	75	12	Renksiz
FS4953	2	5	75	12	Renksiz	
<b>30mm</b>						
1/2 Yuvarlak	FS3857	2/0	3	75	12	Renksiz
	FS4243	0	3.5	75	12	Renksiz
3/8 Aşağı Keskin	FS3396	3/0	2	75	12	Renksiz
	FS4628	1	4	75	12	Renksiz

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.



web: www.boztibbi.com - email: boz@boztibbi.com

35mm								
1/2 Yuvarlak			FS3915	2/0	3	75	12	Renksiz
			FS4299	0	3.5	75	12	Renksiz
			FS4643	1	4	75	12	Renksiz
1/2 Tapercutting			FS3912	2/0	3	90	12	Renksiz
			FS4292	0	3.5	90	12	Renksiz
3/8 Aşağı Keskin			FS3932	2/0	3	75	12	Renksiz
40mm								
1/2 Yuvarlak			FS3981	2/0	3	75	12	Renksiz
			FS4367	0	3.5	75	12	Renksiz
			FS4712	1	4	75	12	Renksiz
			FS5001	2	5	75	12	Renksiz
1/2 Aşağı Keskin			FS3449	3/0	2	75	12	Renksiz
			FS4396	0	3.5	75	12	Renksiz
3/8 Aşağı Keskin			FS4005	2/0	3	75	12	Renksiz
			FS4755	1	4	75	12	Renksiz
50mm								
1/2 Yuvarlak			FS3469	3/0	2	75	12	Renksiz
			FS4037	2/0	3	75	12	Renksiz
			FS4453	0	3.5	75	12	Renksiz
			FS4811	1	4	75	12	Renksiz
3/8 Aşağı Keskin			FS4042	2/0	3	75	12	Renksiz
65mm								
1/2 Yuvarlak			FS4864	1	4	100	12	Renksiz

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.

